


АЛЬГИПОР-А

средство медицинского назначения
БАД на основе альгината натрия




РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АЛЬГИПОР-А – рассасывающаяся ранозаживляющая повязка нового поколения, изготовленная на основе альгината натрия, выделяемого из бурых морских водорослей

АЛЬГИПОР-А предназначен для местного лечения ран, ожогов, трофических язв и пролежней. Очищает рану, стимулирует процессы заживления

За счет дренирующих свойств превращается на ране в гель, что делает перевязки безболезненными

Не вызывает аллергических реакций, хорошо переносится больными и может применяться как в стационаре, так и в домашних условиях



Применение

Альгипор применяют наружно: накладывают на раневую поверхность после ее туалета (края должны выходить за пределы пораженного участка на 0,5–1 см), фиксируют бинтом или марлевой повязкой; смену производят по мере промокания и рассасывания, в среднем через 1–3 суток

Показания к применению

Ожоги, глубокие ожоги с влажным струпом и обильными отделениями, вялозаживающие послеожоговые раны и язвы, трофические язвы, пролежни

Форма выпуска

Пористые листы размерами:

- (50+/-10) мм x (50+/-10) мм x (10 +/-5) мм;
- (60+/-10) мм x (100+/-10) мм x (10 +/-5) мм.

Клинические испытания

-  ФГУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского Росмедтехнологий»;
-  Клиника госпитальной хирургии Российского Государственного медицинского университета на базе городской клинической больницы № 15 им. О.Н. Филатова;
-  Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



Коммерческий отдел: 8 (8182) 45-70-29,
горячая линия: 8 (800) 302-44-94



vodoroslionline.ru, av1918.ru



commerc@av1918.ru



163030, Архангельск,
пр. Ленинградский, д. 328

