



ALGIPOR-A

médicament à usage médical



ALGIPOR-A


REVÊTEMENT DE PLAIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

ALGIPOR-A est un pansement résorbable de nouvelle génération à base d'alginate de sodium extrait d'algues brunes.

ALGIPOR-A est destiné au traitement topique des plaies, des brûlures, des ulcères trophiques et des escarres. Nettoie la plaie, stimule les processus de guérison.

En raison des propriétés drainantes, il se transforme en gel sur la plaie, ce qui rend les pansements indolores.

Ne provoque pas de réactions allergiques, est bien toléré par les patients et peut être utilisé à l'hôpital et à la maison.



Application

Algipor est appliqué à l'extérieur: appliqué sur la surface de la plaie après sa toilette (les bords doivent aller au-delà de la zone touchée à 0,5-1 cm), fixé avec un bandage ou un bandage de gaze; le changement est effectué au fur et à mesure de la mouillage et de la résorption, en moyenne après 1-3 jours.

Indications d'utilisation




Brûlures, brûlures profondes avec croûtes humides et compartiments abondants, plaies et ulcères post-brûlants léthargiques, ulcères trophiques, escarres.

Forme de production:

Feuilles poreuses:

- (50±10) mm x (50±10) mm x (10±5) mm;
- (60±10) mm x (100±10) mm x (10±5) mm.

Essais thérapeutiques

-  Institution budgétaire de l'état fédéral «Centre National de recherche médicale en chirurgie nommé d'après A. V. Vishnevsky»;
-  Clinique de chirurgie hospitalière de l'Université médicale d'état de Russie sur la base de l'hôpital clinique de la ville 15 nommé d'après O. N. Filatov;
-  Institut de recherche d'ambulance nommé d'après N.V. Sklifosovsky

NOUS VOUS INVITONS À COOPÉRER



Service commercial: +7 (8182) 45-70-29
hotline: +7 (800) 302-44-94



vodoroslionline.ru, av1918.ru



commerc@av1918.ru



163030 Arkhangelsk,
pr. Leningradskij, d. 328

